

Hanna Instruments

Hanna Instruments Ltda.

Solución de limpieza de electrodo para propósitos generales, botella de 500 mL



Limpe la unión líquida de sus electrodos una vez al día o al menos una vez a la semana para prevenir obstrucciones y para mantener la exactitud. Sumerja el electrodo en la solución apropiada de limpieza por al menos 15 a 20 minutos.

ANNA ofrece una amplia variedad de soluciones de limpieza, para propósitos generales y aplicaciones

específicas y disolver muchos depósitos del electrodo, así se aseguran medidas adecuadas.

Aplicación propósitos generales

Paquete botella de 500 mL