

## Solución de limpieza para propósitos generales (Groline)

HI 7061-050



### Descripción

La solución de limpieza para propósitos generales Groline HI7061-050 puede ser usada para una variedad de aplicaciones. Los electrodos se ensucian con el uso y producen resultados poco precisos incluso si leen correctamente el buffer de pH. Las soluciones de limpieza de los electrodos Hanna eliminan las impurezas y residuos que se depositan en la superficie del electrodo cuando este se sumerge en las muestras o cuando se almacena de manera incorrecta. Hanna sugiere limpiar el bulbo y la unión de su electrodo de manera regular para asegurar que la sonda siempre se encuentre limpia, además de prevenir la obstrucción de la unión de referencia.

- Formulado especialmente para la limpieza de electrodos
- Tapa sellada que asegura la calidad
- Número de lote y fecha de expiración

### Especificaciones

Aplicación	Propósitos generales
Empaque	Botella

---

Tamaño	500 mL
Cantidad	1
Certificado de análisis	No

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

La solución de almacenamiento **HI 7061-050** se entrega en una botella de 500mL.

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica